



Cue2Walk

Vrijheid om te bewegen.
Vanzelfsprekend.

Cue2Walk

www.cue2walk.nl



Loopstoornissen bij mensen met Parkinson

2 type loopproblemen

- Continu loopproblemen, neemt toe in de loop van de ziekte van Parkinson
- Verdere fase: freeze of gait (bevriezing van lopen)

FoG kan vaak ontstaan bij:

- Smalle doorgangen (Deuren)
- Draaien
- Lopen in kleinere ruimtes
- Tijdsdruk



'OFF' phase



Compensatiestrategieën bij FoG

Combinatie van verschillende punten om lopen te verbeteren

- Medicatie
- Sporten
- Loop en balustraining
- Compensatiestrategieën




Compensatie strategieën

5.5 OMWEGGETJES WAARMEE PARKINSON PATIENTEN FREEZING OMZEILEN



Visual cueing, 'OFF' phase



Rhythmic auditory cueing, 'OFF' phase



Cueing is een bewezen methode om Freezing of Gait te doorbreken door bewust bewegen te stimuleren

3 types cueing


Auditief (o.a. metronoom, tellen)

Visueel (o.a. laserlijn, voegen)

Haptisch (o.a. vibratie, tikken)



Auditive



Visual



Haptic

Cueing toepassen

Continue
Manueel



Continuous



Manual

Moeilijk toepassen in dagelijks leven



De Cue2Walk

Comfortabele Strap

- Eenvoudig om en af te doen
- Verstelbaar (335- 450 mm)
- Onder of over de kleding

Klein en lichtgewicht

- Afmeting: 17x 44 x 64 mm
- Gewicht: 31 grams

USB-C Oplaadbaar

- Opgeladen in 2 uur
- Gebruik tot 2 dagen

Cue activatie (aan/uit)

- Auditief (ritmisch geluid)
- Haptisch (ritmische trilling)

Eenvoudige bediening

- Intuïtieve LED bediening
- Grote bedieningsknop (aan/uit)



Bewust bewegen



Controle terugkrijgen



Bewust bewegen



Controle behouden




Controle behouden



De Cue2Walk inloopdag

Inloopdag Koog aan de Zaan

- 28 oktober | 10:00 – 13:00
- Persoonlijk advies gesprek
- Cue2walk proberen



De procedure



Intake

Vragenlijst / Inloopdag
Intake gesprek met behandelaar

Vrijblijvend

Toepassingsfase

Aanmeten en instellen Cue2Walk
Functioneel oefenen met behandelaar

Aanschaf Cue2Walk (€795 incl. BTW)





Cue2Walk

**Vrijheid om te bewegen.
Vanzelfsprekend.**

Cue2Walk

www.cue2walk.nl

